

GE Healthcare Responder 3000, Défibrillateur d'urgence monophasique avec console de ...

Numéro d'article: 1003150

1.490,00 €
prix net



Product description

GE Healthcare Responder 3000, Défibrillateur d'urgence monophasique avec console de chargement de véhicule 12 V, fonctionne avec palettes dures et électrodes jetables, pour mesurer ECG, SPO2 et CO2 (le capteur de CO2 n'est pas inclus dans le prix, prix de l'article neuf 2600 €), menu et étiquetage en anglais, BJ 2002 avec CE, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

