

Electrodes de défibrillation pour défibrillateurs PHILIPS. Électrodes multifonctions ...

Numéro d'article: 1005302

28,00 €
prix net



Product description

Electrodes de défibrillation pour défibrillateurs PHILIPS. Électrodes multifonctions pour adultes, 1 paire. Convient aux appareils Heartstart XL et XL+, Codemaster 100, Heartstart MRx Forerunner AED, Heartstream FR 2, etc, jetable, neuf

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

