

OLYMPUS CLV-10, Source de lumière froide OES au xénon, 300 W, d'occasion La source de ...

Numéro d'article: 1001961

780,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS CLV-10, Source de lumière froide OES au xénon, 300 W, d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

