

OLYMPUS CLV 160, source de lumière froide au xénon 300 W, excellent état, éclairage ...

Numéro d'article: 1001962

2.900,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS CLV 160, source de lumière froide au xénon 300 W, excellent état, éclairage au xénon, d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

