

OLYMPUS CLV-U20, Source de lumière froide au xénon, 300 W, avec insufflation, only (OES ...

Numéro d'article: 1001963

980,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS CLV-U20, Source de lumière froide au xénon, 300 W, avec insufflation, only (OES mode, no OES 100 or OES 200), d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

