

OLYMPUS CLV-S40 Visera : Source de lumière froide au xénon pour endoscopie fixe, 300 ...

Numéro d'article: 1002474

980,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS CLV-S40 Visera : Source de lumière froide au xénon pour endoscopie fixe, 300 watts, d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

