

## **OLYMPUS CLV-S30, source de lumière froide au xénon pour l'endoscopie rigide, lampe ...**

Numéro d'article: 1002646

**780,00 €**  
prix net



### **Product description**

OLYMPUS CLV-S30, source de lumière froide au xénon pour l'endoscopie rigide, lampe xénon neuve, Lifemeter de la lampe neuf, d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

