

OLYMPUS CLV-260 : Source de lumière froide 300 Watt Xenon, d'occasion La source de ...

Numéro d'article: 1003541

2.800,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS CLV-260 : Source de lumière froide 300 Watt Xenon, d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une lampe au xénon neuve. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'affichage de la durée de vie de la source lumineuse n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

