

OLYMPUS CLV-180 : Source de lumière froide, xénon 300 Watt, y compris une ampoule ...

Numéro d'article: 1004163

3.900,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS CLV-180 : Source de lumière froide, xénon 300 Watt, y compris une ampoule neuve, d'occasion La source de lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie. .

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

