

**Wisap CO2 Aqua-Purator 1611.
L'appareil sert à au rinçage continu de
l'abdomen ainsi ...**

Numéro d'article: 1002131

480,00 €
prix net



Product description

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. L'appareil sert à au rinçage continu de l'abdomen ainsi qu'à l'aquadissection pendant la cœlioscopie diagnostique. L'accessoire (embout pour bouteille de NaCl) n'est pas compris dans la livraison et doit être commandé directement auprès du fabricant. Données techniques : pression réglable en continu jusqu'à 750 mmHg, qte d'instillation de NaCl : au choix 1 l ou Hi-Flo 3 l/min, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

