

**OLYMPUS OTV-SI : processeur vidéo
avec source de lumière froide intégrée
150 Watt ...**

Numéro d'article: 1003939

2.900,00 €
prix net



Product description

OLYMPUS OTV-SI : processeur vidéo avec source de lumière froide intégrée 150 Watt halogène (MD-151), pour connecter les vidéo endoscopes : ENF-V2, ENF-VT2, ENF-VQ, ou les têtes de caméra : OTV-S7H-N, OTV-S7H-1N. OTV-S7H-1D, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

