

ERBE Erbotom T175VET, mono et bipolaire, puissance HF : monopolaire coupe 175 Watt, ...

Numéro d'article: 1000499

1.100,00 €
prix net



Product description

ERBE Erbotom T175VET, mono et bipolaire, puissance HF : monopolaire coupe 175 Watt, monopolaire coagulation 100 Watt, bipolaire 50 Watt, les fonctions mono et bipolaires peuvent être activées sans pédale, d'occasion ATTENTION : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation en médecine vétérinaire. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS DIFFÉRENTS)

-> Cliquez ici pour entrer sur le site. <-

