

## **BERCHTOLD Bistouri électrique 621: Appareil chirurgical HF doté des fonctions suivantes ...**

Numéro d'article: 1000516

**2.390,00 €**  
prix net



### **Product description**

BERCHTOLD Bistouri électrique 621: Appareil chirurgical HF doté des fonctions suivantes : Type de courant de coupe monopolaire avec escarre légère (max 200 W) et escarre modérée (max 150 W), type de courant monopolaire antihémorragique (polypectomie, papillotomie) (max 100 W), coagulation monopolaire avec contact (max 10 W), coagulation standard (max 150 W) et coagulation par spray (max 90 W). Coagulation bipolaire (max 85 W) Wattmètre digital, indicateur de service, Memory (dernier réglage sauvegardé après désactivation, d'occasion. TOUS LES APPAREILS CHIRURGICAUX HF SONT LIVRÉS AVEC ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS)

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

