

## ERBE APC 300, vidéoprojecteur Argon pour la coagulation par plasma d'argon Application ...

Numéro d'article: 1002689

**1.590,00 €**  
prix net



### Product description

ERBE APC 300, vidéoprojecteur Argon pour la coagulation par plasma d'argon Application uniquement en combinaison avec ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350. Pour la coagulation par plasma d'argon (technique de coagulation, par laquelle le courant HF est conduit à travers le gaz d'argon ionisé jusqu'au tissu à coaguler), sans réducteur de pression, d'occasion.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

