

Valleylab Force EZ, Appareil HF commandé par processeur Monopolar Cut 300W, coag. ...

Numéro d'article: 1003012

2.590,00 €
prix net



Product description

Valleylab Force EZ, Appareil HF commandé par processeur Monopolar Cut 300W, coag. monopolaire 120 W, bipolaire 70 W, d'occasion TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS DIFFÉRENTS)

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

