

Olympus PSD 10-VET. Appareil HF monopolaire, le manche est activable par pédale CUT 80 ...

Numéro d'article: 1003148

780,00 €
prix net



Product description

Olympus PSD 10-VET. Appareil HF monopolaire, le manche est activable par pédale CUT 80 W, Blend 55 W Coag 40 W, d'occasion TOUS LES APPAREILS CHIRURGICAUX HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (CÂBLE À PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS and FOOTSWITCH). Cet article n'est conçu que pour la médecine vétérinaire ou l'export

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

