

DRÄGER Photo Therapie 800, avec chariot, pour diffuser de la lumière sur des ...

Numéro d'article: 1001357

590,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Photo Therapie 800, avec chariot, pour diffuser de la lumière sur des nouveau-nés ou prématurés couchés dans un incubateur ou une couveuse chauffée aux infrarouges pour réduire la concentration de bilirubine sérique (photothérapie), fréquence : 50 Hz, puissance : 230 W, intensité : 2,2 A, boîtier de la lampe : 54 x 25,5 x 20,5 cm, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

