

DRÄGER 5400: Incubateur de transport sur berceau de transport, pour l'alimentation ...

Numéro d'article: 1002974

3.200,00 €
prix net



Product description

DRÄGER 5400: Incubateur de transport sur berceau de transport, pour l'alimentation externe et interne en O2 et en air, raccords de bouteille pour O2 + Air, alimentation électrique par le réseau ou par batterie de voiture, avec Babylog 2000, dimensions sans berceau : hauteur 86 cm x largeur : 150cm x profondeur : 56cm, y compris aspiration bronchique (injecteur d'O2), dimensions du berceau H 86 x L 189 x P 61cm, très bon état, utilisé

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

