

BRAUN Perfusor Compact, très bon état, débit de 0,1 à 99,9 ml/h, taux de bol 800 ...

Numéro d'article: 1001335

690,00 €
prix net



Product description

BRAUN Perfusor Compact, très bon état, débit de 0,1 à 99,9 ml/h, taux de bol 800 ml/h, batterie neuve, d'occasion Ce perfusor est préparé pour les seringues B. BRAUN. Si vous désirez la préparation pour un autre type de seringues, informez-nous s'il vous plaît! Pour le changement rétrospectif (après l'achat) il nous faut facturer EUR 55,-

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

