

**BRAUN Perfusor fm, très bon état,
débit de 0,1 à 200 ml/h, batterie neuve,
d'occasion ...**

Numéro d'article: 1001337

490,00 €
prix net



Product description

BRAUN Perfusor fm, très bon état, débit de 0,1 à 200 ml/h, batterie neuve, d'occasion Ce perfusor est préparé pour les seringues B. BRAUN. Si vous désirez la préparation pour un autre type de seringues, informez-nous s'il vous plait! Pour le changement rétrospectif (après l'achat) il nous faut facturer EUR 55,-

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

