

**Perfuseur BRAUN Compact S, volume : 0,01 - 200 ml/heure, présélection du temps 0,01-99 ...**

Numéro d'article: 1002673

**750,00 €**  
prix net



**Product description**

Perfuseur BRAUN Compact S, volume : 0,01 - 200 ml/heure, présélection du temps 0,01-99 h, max. débit de perfusion : 200 ml/h, max. taux de bolus : 1200 ml/h, batterie neuve, d'occasion Ce perfusor est préparé pour les seringues B. BRAUN. Si vous désirez la préparation pour un autre type de seringues, informez-nous s'il vous plait! Pour le changement rétrospectif (après l'achat) il nous faut facturer EUR 55,-

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

