

BRAUN Perfusor Space, perfuseur fonctionnant sur secteur/accu (accu neuf), câble de ...

Numéro d'article: 1003137

950,00 €
prix net



Product description

BRAUN Perfusor Space, perfuseur fonctionnant sur secteur/accu (accu neuf), câble de charge inclus, débit pour seringues de 50 ml : 0,1 - 200 ml/h, durée de l'accu env. 8 heures. Convient également pour l'utilisation dans des stations spatiales, d'occasion Pour ce perfuseur, les seringues B. Braun sont validées par défaut. Si vous souhaitez que d'autres fabricants soient autorisés, veuillez l'indiquer lors de la commande. Pour une activation ultérieure d'autres types de seringues, nous facturons un forfait de 55,00 EUR.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

