

FRESENIUS Injectomat MC Agilia. pompe de seringue avec mode secteur et batterie, plus ...

Numéro d'article: 1003631

690,00 €
prix net



Product description

FRESENIUS Injectomat MC Agilia. pompe de seringue avec mode secteur et batterie, plus pattes de fixation pour les supports de perfusion. Env. 50 types de seringues utilisables. Débit 0,1 jusqu'à 99,9 ml/h en pas de 0,1 ml. Taux de bolus 50-1200 ml, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

