

CAREFUSION Alaris plus GH, pousse-seringue, compatible avec de nombreuses seringues ...

Numéro d'article: 1005117

690,00 €
prix net



Product description

CAREFUSION Alaris plus GH, pousse-seringue, compatible avec de nombreuses seringues jetables standard de 50 ml (Braun Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo). Taux d'injection max. Débit de perfusion à 50ml. Seringues 0,1ml/h-1200ml/h. Taux de perfusion max. Taux de bolus 10ml/h-1200ml/h. Précision du système +/-2%. Batterie NIMH rechargeable pour faire fonctionner l'appareil pendant environ 4 heures, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

