

BAXTER EVO IQ LVP VET, pompe à perfusion volumétrique fonctionnant sur secteur ou sur ...

Numéro d'article: 1005170

590,00 €
prix net



Product description

BAXTER EVO IQ LVP VET, pompe à perfusion volumétrique fonctionnant sur secteur ou sur batterie. Débit 0,1-2000ml/h, débit bolus 0,1-2000ml/h. Nous recommandons l'utilisation de lignes de perfusion B.Braun Intrafix Safeset, d'occasion. Cet article est exclusivement destiné à une utilisation en médecine vétérinaire ou à l'exportation.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

