

FRESENIUS Injectomat Agilia. Pompe à seringues pour fonctionnement sur accu et sur ...

Numéro d'article: 1005251

640,00 €
prix net



Product description

FRESENIUS Injectomat Agilia. Pompe à seringues pour fonctionnement sur accu et sur secteur, y compris griffe de maintien pour pied à perfusion. Environ 50 types de seringues utilisables. Débit de 0,1 à 99,9ml/h par paliers de 0,1ml. Débit de bolus 50-1200ml, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

