

**FRESENIUS Injectomat TIVA Agilia.
Pompe à seringues pour
fonctionnement sur accu et sur ...**

Numéro d'article: 1005291

980,00 €
prix net



Product description

FRESENIUS Injectomat TIVA Agilia. Pompe à seringues pour fonctionnement sur accu et sur secteur, y compris griffe de maintien pour pied à perfusion. Environ 50 types de seringues utilisables. Débit de 0,1 à 99,9ml/h par paliers de 0,1ml. Débit de bolus de 50 à 1200ml. Veuillez noter que la base de données des médicaments doit être programmée par le service extérieur de Fresenius, d'occasion.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

