

EICKEMEYER Centrifugeuse de laboratoire, rotor pour 8 tubes à essai de 15ml, réglable ...

Numéro d'article: 1005267

220,00 €
prix net



Product description

EICKEMEYER Centrifugeuse de laboratoire, rotor pour 8 tubes à essai de 15ml, réglable en continu jusqu'à 4500tr/min, minuterie 0-60min. d'occasion. Cet article ne peut être utilisé qu'en médecine vétérinaire !

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

