

Supplément pour la transformation de notre microscope opératoire de l'éclairage ...

Numéro d'article: 1004492

980,00 €
prix net



Product description

Supplément pour la transformation de notre microscope opératoire de l'éclairage halogène à l'éclairage LED : image contrastée grâce aux LED, réglage continu de la luminosité, couleur de la lumière de 5000 à 5600 Kelvin. Comme il s'agit d'une modification du modèle, cet article n'est autorisé que dans le domaine technique et vétérinaire.

-> Cliquez ici pour entrer sur le site. <-

