

**GE Carescape B650, Moniteur multiparamètres compatible réseau avec écran tactile, ...**

Numéro d'article: 1005272

**6.400,00 €**  
prix net



**Product description**

GE Carescape B650, Moniteur multiparamètres compatible réseau avec écran tactile, livré avec module E-sCaio, pour la mesure des gaz anesthésiques, de l'oxygène et du CO2, module E-PSMP-01 pour la mesure de l'ECG, SPO2, température, pression, PNI, année de fabrication 2013, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

