

DRÄGER IRIS, Moniteur d'anesthésiants pour la mesure continue des concentrations et ...

Numéro d'article: 1001817

580,00 €
prix net



Product description

DRÄGER IRIS, Moniteur d'anesthésiants pour la mesure continue des concentrations et pour la surveillance des anesthésiants inhalés (halothane, enflurane & isoflurane) dans l'alimentation en gaz frais des appareils d'anesthésie par inhalation, plage de mesure de 0 à 9,9 % vol. Les limites de mesure peuvent être réglées individuellement, D'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

