

DRÄGER Barolog A, Appareil électronique, pour 1. le contrôle de l'étanchéité de ...

Numéro d'article: 1001818

290,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Barolog A, Appareil électronique, pour 1. le contrôle de l'étanchéité de l'appareil d'anesthésie, circuit respiratoire compris (vivement recommandé), 2. la mesure et la surveillance continues de la pression respiratoire pendant la ventilation avec un ventilateur, 3. la mesure de la fréquence respiratoire, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

