

DRÄGER Spirolog, Appareil électronique pour déterminer et afficher les paramètres ...

Numéro d'article: 1001819

290,00 €
prix net



Product description

DRÄGER Spirolog, Appareil électronique pour déterminer et afficher les paramètres respiratoires : volume respiratoire par minute, volume courant, fréquence respiratoire, données techniques : affichage du volume respiratoire par minute : 0 à 25 l/min, affichage de la fréquence : 0 à 60 cycles/min, affichage du volume courant : 0 à 2 l, volume courant min. requis : 0, 15 l, avertissement : visuel & sonore. - L'appareil est conçu pour une utilisation associée à des ventilateurs ou lors d'une respiration spontanée. - D'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

