

DRÄGER PM 8050, Moniteur du gaz resp., pression des voies resp., volume resp. exp., ...

Numéro d'article: 1003251

3.400,00 €
prix net



Product description

DRÄGER PM 8050, Moniteur du gaz resp., pression des voies resp., volume resp. exp., concentration d'O₂ insp., concentration d'anesthésiant pour halothane/enflurane/isoflurane/desflurane/sévoflurane avec la méthode par dérivation, CO₂, SPO₂, très bon état, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

