

**DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, ce convertisseur permet de relier un moniteur ...**

Numéro d'article: 1005121

**190,00 €**  
prix net



**Product description**

DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, ce convertisseur permet de relier un moniteur patient Dräger de la série INFINITY à un appareil d'anesthésie ou un respirateur. Les données sont alors affichées sur le moniteur patient, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

