

Station d'accueil GE Dash Port 2. Ce support rapide sert à monter un moniteur de la ...

Numéro d'article: 1005246

195,00 €
prix net



Product description

Station d'accueil GE Dash Port 2. Ce support rapide sert à monter un moniteur de la série Dash (3000/4000/500) sur l'appareil d'anesthésie ou le support mural. Fixation au moyen d'une plaque de fond GCX. Connexions pour l'alimentation secteur, Ethernet. Occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

