

PULSION Picco, Moniteur pour la surveillance faiblement invasive des paramètres ...

Numéro d'article: 1001882

980,00 €
prix net



Product description

PULSION Picco, Moniteur pour la surveillance faiblement invasive des paramètres hémodynamiques : débit cardiaque (DC), indice de fonction cardiaque (IFC), volume sanguin intra-thoracique (CSIT), eau pulmonaire extravasculaire (EPEV), débit cardiaque après correction du pouls (DCCP), débit systolique (DS), d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

