

**HEYER Vizor 10, moniteur
d'anesthésie pour la mesure de l'ECG,
SPO2, etCO2 en mode ...**

Numéro d'article: 1005129

2.980,00 €
prix net



Product description

HEYER Vizor 10, moniteur d'anesthésie pour la mesure de l'ECG, SPO2, etCO2 en mode courant principal, PNI, Press. Température de la peau. Ecran couleur clair, batterie intégrée, d'occasion.

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

