

DERUNGS Visiano 20, lampe d'examen LED pour montage au plafond. Puissance lumineuse ...

Numéro d'article: 1005234

1.720,00 € prix net



Product description

DERUNGS Visiano 20, lampe d'examen LED pour montage au plafond. Puissance lumineuse 60.000Lux/0,5m. Champ lumineux réglable sur 4 niveaux, deux températures de couleur réglables (3500K/4500K), diamètre du champ lumineux 21cm /1meter, NEUF

-> Cliquez ici pour entrer sur le site. <-



Stand: 20.05.2024 Seite 1 von 1