

**DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50
watts, env. 75.000 Lux, focalisable.
Diamètre du corps ...**

Numéro d'article: 1000656

1.390,00 €
prix net



Product description

DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 watts, env. 75.000 Lux, focalisable. Diamètre du corps de la lampe 48cm, champ lumineux : 15 - 26 cm, fixation au plafond ou au mur, avec douille de poignée stérilisable, transformateur inclus, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

