

**Martin ML 701 lampe d'opération.
24V/150Watt , env. 80.000Lux.
Possibilité de mise au ...**

Numéro d'article: 1001386

1.850,00 €
prix net



Product description

Martin ML 701 lampe d'opération. 24V/150Watt , env. 80.000Lux. Possibilité de mise au point. Poignée stérilisable et transformateur inclus, bon état, d'occasion. Pour montage au plafond à partir d'une hauteur de plafond de 260cm (veuillez indiquer la hauteur du plafond lors de la commande).

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

