

**BERCHTOLD Chromophare D530plus.
Eclairage opératoire mobile. 22,8V,
150W halogène, ...**

Numéro d'article: 1005202

1.850,00 €
prix net



Product description

BERCHTOLD Chromophare D530plus. Eclairage opératoire mobile. 22,8V, 150W halogène, réglage du champ 17 - 28cm, réglage électronique de la luminosité, env. 80.000Lux, diamètre du corps de la lampe 52cm, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

