

DERUNGS Triango 100-3 F. Éclairage opératoire sur pied à roulettes. Puissance ...

Numéro d'article: 1005231

4.530,00 €
prix net



Product description

DERUNGS Triango 100-3 F. Éclairage opératoire sur pied à roulettes. Puissance lumineuse : 100000lux/1m, température de couleur réglable, champ lumineux focalisable 18-28cm, dimmable, 3 couleurs de lumière différentes sélectionnables. NOUVEAU

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

