

SMITH Level 1, appareil de chauffage convectif pour patients avec niveaux de température ...

Numéro d'article: 1005247

650,00 €
prix net



Product description

SMITH Level 1, appareil de chauffage convectif pour patients avec niveaux de température réglables : 37°C, 40°C, 43°C. Livré avec un tuyau d'alimentation de 2 mètres, d'occasion. Nous recommandons l'utilisation de supports chauffants convectifs de la société Moeck&Moeck. Ceux-ci sont compatibles avec presque tous les systèmes de chauffage des patients. Moeck&Moeck propose également des supports thermiques spéciaux pour la médecine vétérinaire. Veuillez demander une offre directement à la société Moeck&Moeck : vet@moeckundmoeck.de

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

