

MEDAP Twista SP 1070 : Pompe d'aspiration mobile avec protection mécanique contre le ...

Numéro d'article: 1004724

1.450,00 €
prix net



Product description

MEDAP Twista SP 1070 : Pompe d'aspiration mobile avec protection mécanique contre le débordement avec chambre pour filtre antibactérien et antiviral, avec 2 récipients à sécrétions de 5 litres chacun, capacité d'aspiration 58 l/min, vide max. -90 kPa, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

