

**PLANILUX, Lampe iris 100, sert à détecter s-rement les contrastes légers, à ...**

Numéro d'article: 1001700

**180,00 €**  
prix net



**Product description**

PLANILUX, Lampe iris 100, sert à détecter s-rement les contrastes légers, à améliorer le jugement des radiographies suréclairées avec une haute luminance, max. 70 000 cd/m<sup>2</sup>, variation continue, diaphragme de précision avec un diamètre continu de 5 à 100 mm, insertion aux contours précis sur petites zones d'image, état neuf

-> Cliquez ici pour entrer sur le site. <-

