

**DRÄGER Sulla 808V modello blu,
apparecchio per anestesia su telaio
originale, con ...**

numero di articolo: 1001450

3.980,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Sulla 808V modello blu, apparecchio per anestesia su telaio originale, con cassettera, piano scrittura, incl. Ventilog 2, usato La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

