

DRÄGER Sulla 808 apparecchio mobile per anestesia, usato Sovraprezzo per supporto ...

numero di articolo: 1001451

2.300,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Sulla 808 apparecchio mobile per anestesia, usato Sovraprezzo per supporto bombola del gas (10l) art. 1004512 e 1004511 La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

