

DRÄGER Trajan apparecchio per anestesia con montaggio a parete salva spazio (fisso o ...

numero di articolo: 1001458

1.550,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Trajan apparecchio per anestesia con montaggio a parete salva spazio (fisso o mobile tramite attacco rapido), usato, -Questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina veterinaria e all'esportazione- La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

