

## **DRÄGER Fabius GS, postazione anestesia con ventilatore a comandi elettronici e manuali, ...**

numero di articolo: 1003366

**11.900,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

DRÄGER Fabius GS, postazione anestesia con ventilatore a comandi elettronici e manuali, alimentazione di sicurezza a batteria per 45 minuti. modalità inalatorie: manuale, spontanea, IPPV, PCV. Dimensioni: larghezza: 89,5 cm x altezza: 130 cm x profondità: 82 cm, regolazione elettronica del flusso di gas , con sistema semi chiuso Atemsystem COSY, monitoraggio integrato: conc. O2 insp., frequenza respir., volume inalatorio per minuto, pressione media e di plateau, pressione mass. E PEEP, flow di gas fresco, Adizionalmente questo Fabius GS è munito del seguente monitoraggio: , DATEX Cardiacap 5, monitor per anestesia con funzioni: ECG, NIBP, SpO2, CO2 e PRESS, 5 gas anestetici (alotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano), incl. Vaporizzatore DRÄGER 2000, isoflurano, con dispositivo di riempimento DRÄGER-FILL, DRÄGER Vapor 2000 sevoflurano, con sistema DRÄGER Fill, supporto DRÄGER, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

